

施療後にもやさしい、立ち上がり補助機能。

リモコンでリクライニングを元に戻した後、補助ボタンを押すと背と座のエアバッグが持ち上がり、チェアから立ち上がりやすいようサポートする親切設計です。



1 立ち上がり補助ボタンを押すと背面のエアバッグが起き上がる動作を補助。

2 さらに座面のエアバッグがお尻を持ち上げ、立ち上がりやすい体勢に。

3 安定した姿勢を保ちながら、体に余計な力をかけずに、ラクに立ち上がれます。

電動リクライニング



●長く清潔に使える、ドライクリーニング対応。

背パット・座パット・枕は取り外しが可能。いつでも清潔に使えるよう、ドライクリーニングでの洗濯もできます。



●移動が簡単な、キャスター付き。
お部屋からお部屋へ、一人でもラクに移動できるよう、キャスターを付けました。

安全に関する
ご注意



●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※次の方は必ず医師と相談のうえご使用ください。●悪性腫瘍のある人●妊娠中や生理中の人●熱の高い人●急性疾患（疼痛性）のある人●骨粗しょう症の人●知覚障害の人●心臓に障害のある人（特にペースメーカーなど体内植込型医用電子機器を使用している人）●貧血症の人●背骨に異常のある人や曲がっている人●医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人●脚部に重度の血行障害のある人●皮膚疾患のある人●安静を必要とする人●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人

●ご使用にあたって
この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒556-0005 本社：大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号

（信賴のネットワーク）札幌・帯広・仙台・青森・秋田・盛岡・山形・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・千葉・神奈川・山梨・名古屋・静岡・三重・岐阜・金沢・福井・大阪・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・徳島・松山・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※この価格は、平成16年3月現在の消費税率を基に表示を行っています。

●お求めは…

FUJIIRYOKI

壮健の源は、
日々にある。



RelaxPro DX
リラク্সプロ デラックス

JAグループ
農 協 | 経済連 | **全 農**

複合的、そして習慣的な施術です。本当に必要なのは、

肩・背・腰・脚。人体の各器官は、それぞれが連動しあって機能しています。そのため、ある部位が不調だからといって、原因は必ずしもその部位にのみあるとはかぎりません。たとえば、腰の痛み。そこには、腰部周囲の関節・筋肉はもちろん、下肢や全身の血行など、さまざまな要因が重なっているのです。そしてまた、忘れてはならないのは、そうした痛み・コリの多くは日常的生活習慣によるものということ。つまり、その改善には、原因と考えられる多部位への習慣的な施術こそが、必要とされると言えるでしょう。RelaxPro DXは、多様な技法をテクノロジーで統合。毎日の継続的な使用を可能にした、もみ返しの少ないソフトな刺激と、多部位への複合的な施術によって、日々の健康づくりをお手伝いしていきます。



各部位を多角的に施療する肩腰座コラボレーション機能を搭載。

肩、背面、座面に装備した各エアバッグがプログラムに合わせて効果的に連動。原因と考えられる各部位に対し、さすり、たたき、押圧、もみ、ひねり、そしてストレッチなどさまざまな手法を組み合わせ、複合的に施術を行います。



全身へのさすりなど、手技の流れを応用。

施術の始めに背面をさすり、全身の血行を促進。その後患部への刺激を徐々に加えていき、最後に再びさすりを行う。そうした指圧療法の流れを再現。全身的な血行も回復し、心地よさを長続きさせます。



掌のような面の刺激で、腰全体を施療。

毎日の施療に求められるのは、もみ返しの少ないソフトな刺激。RelaxPro DXは、背面のダブルエアバッグで腰を包み込むように押圧。しかも筋肉にやさしい垂直圧で、筋繊維をもみほぐしていきます。



座面を持ち上げ、腰部を移動しながら押圧。

腰全体を刺激し、血液循環を促す。そのために、座面を徐々に上げ、施療位置を微妙にずらしながら押圧。また、臀部を持ち上げることで腰を伸ばし、より深くもみこむことができます。



各部位、症状ごとに、9つのコースを設定。


全身コースに3タイプ、首肩・背腰それぞれのコースに2タイプ。さらにストレッチ、短縮など、部位や目的に合わせて9つのコースから選べます。

●全身・首肩・背腰

疲労回復コース——もみ、たたき、さすり、ひねりなど、血行促進。運動模擬を中心とした重点施療。
こり改善コース——たたき、押し、もみなどコリ緩和を中心とした集中施療。


●全身

ゆったりコース——押し、もみ、さすり、うねりなど、ゆっくりとした動きを中心とした安眠施療。
ストレッチコース——さすり、ひねり、うねりなど、伸ばすような動きを中心とした運動的施療。
短縮コース——疲労回復を中心とした集中クイック施療。



首・肩 筋肉にやさしい首肩ライン垂直押圧機能。

筋繊維を過度に刺激することなく、深部にまで刺激を与える。そのために、指圧の技法では筋肉に対する垂直圧が行われます。RelaxPro DXでは、そうした技術に応用。首から肩のラインをこねることなく深くもみ込むことで筋肉を伸ばし、奥までほぐしていきます。



腰・膝 脚の疲れに作用する膝ストレッチ・うねりもみ。




座面にあるエアバッグでももを押し上げながら、脚をつかんで下げることで膝をストレッチ。血流を促し、膝の疲れや神経痛の痛みを和らげるように作用します。また、座面には、もも裏の筋肉のコリをほぐす、うねりもみ機能を設けました。



脚 ふくらはぎの血行を促すクロスプレス方式。

脚部を斜め方向からしっかりとさみこむクロスプレス方式のマッサージでふくらはぎを上部下交互にもみ、静脈の血流の循環を良化。こうした、下肢のミルキングポンプ能力の回復は、コリの改善や疲労回復、血行促進にもつながります。





手技療法の応用技術が、各部位へと作用します。

首・肩・背・腰 背中全体を押し上げるフルストレッチ機能。

脳からの動作伝達を各器官に送る、まさに要衝ともいえる脊柱と、それを支える脊柱起立筋。

RelaxPro DXは背部のエアバッグで、脊柱と、背骨を支える脊柱起立筋全体を押圧、ストレッチ。筋肉のコリを緩和させるとともに、首から腰の疲れに作用します。




背・腰 背部の血行を促すひねり機能。

常に負荷がかかり、緊張を強いられている脊柱。また、利き腕を多用するなど左右どちらかに負担をかけ続けることでそのバランスは崩れがちです。上半身へのひねり機能は、そうしたバランスの悪化を引き起こす筋肉のコリを和らげ、腰の神経痛の痛み緩和にもつながる血液の流れを促進します。

背パット部分には、トルマリン含有材を採用。

遠赤外線放射やマイナスイオン放射があると言われるトルマリン。背部分のパットには、そのトルマリンの混合材を使用。身体だけではなく、メンタルリラックスも求めた設計です。



効果・効能


疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる
筋肉のコリをほぐす
神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

テクノロジーは、ここまで進化しました。

首・肩




肩腰座コラボレーション機能による、さすりを模したこう打で背部・全身をマッサージ。肩甲骨間、僧帽筋奥の菱形筋へのストレッチ、もみ、たたき、押し。
首肩ライン垂直押圧機能で僧帽筋の起始部から停止部までを垂直に押圧。




指圧療法にならった、首肩の筋肉に対しての垂直なたたき、押圧を実現。

背

肩腰座コラボレーション機能による、さすりを模したこう打で背部・全身をマッサージ。フルストレッチ機能で、脊柱と、背骨を支える脊柱起立筋全体を押圧。ひねり機能で、背部・全身の血行を促進。



頸部から骨盤へと繋がる脊柱、脊柱起立筋全体を伸ばすように押すことができる、エアバッグによる押圧。




エアバッグだから可能な、薄い筋肉に心地よい面による押圧、ひねり。そして、包み込むようなやさしい垂直押圧。

腰



肩腰座コラボレーション機能による、さすりを模したこう打で背部・全身をマッサージ。上背部から腰までを包み込むように押圧。さらに座面を持ち上げ、位置を変えながら腰部を深くマッサージ。
うねりもみで、もも裏と臀部の大きな筋肉をほぐし、血行促進。



膝ストレッチで、ももを押し上げながらふくらはぎをマッサージ。うねりもみで、もも裏と臀部の大きな筋肉をほぐし、血行促進。お尻の治療ポイントも刺激。


上下交互に、うねるようなもみでもも裏全体をほぐし、コリを緩和。



ももを押し上げるとともに、脚部をつかんで下げる膝ストレッチ。

膝

クロスプレス方式のマッサージで、ふくらはぎに滞った静脈の血流の循環を活性化。血液を心臓へと送りだす、筋肉のミルキングポンプを補助。



ふくらはぎを斜めからはさみ、筋肉の収縮運動を促すクロスプレス方式。

脚



使いやすさを追求した、大型の液晶リモコン。



マニュアル操作ボタン



液晶表示

選んだコースの動作や強さと残り時間も表示します。

停止ボタン

全動作を止めるボタンです。

自動コースボタン

もみ、たたき、押し、ひねりなどのコーステクニックが、全身・部位・目的ごとに選択できます。

脚部入/切ボタン

動作中でも、脚部への施療を入/切できます。

立ち上がり補助ボタン
背と座面を上げて立つ動作を補助します。

リクライニングボタン
背と脚部の角度を調整できます。

電源ランプ

点灯を確認してお使いください。

「入/切」ボタン
お使いになる前と後に忘れずに押して下さい。

強さ選択ボタン
上半身・下半身の「強」「弱」を選べます。

肩位置調整ボタン
首肩の位置を調整します。

オットマンボタン
脚部の角度を調整できます。

RelaxPro DX

リラックスプロ DX

AJ-350

●本体寸法(約):リクライニングしていない時(脚部収納)
幅68×奥行100×高さ114 (cm)
リクライニングした時(脚部水平)
幅68×奥行153×高さ64 (cm)

●本体質量(約):49.5kg
●リクライニング角度(約):110~160度
●電源:AC100V (50/60Hz)
●定格時間:30分
●消費電力:148W (50/60Hz)
●医療用具許可番号:14BY5034
●メーカー希望小売価格:378,000円(税抜:360,000円)

